



Утверждаю:

Г. Уранкаева - Директор
ГКП на ПХВ «Областной центр по
профилактике ВИЧ инфекции»
Приказ о проведении закупа
медицинских изделий
расходники на лабораторию способом
тендера
от «22» 02 2023 года № 22-ө

Объявление о проведении тендера

ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ инфекции»

Номер и время размещения объявления №2 10.04.2023 года

Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет заказчика, 040000 область Жетісу, г.Талдыкорган, МЕДЕУ, 3, БИН 221040046372 БИК КСЖВКЗКХ ИИК KZ928562203126429962 АО "Банк Центр Кредит"

Реквизиты для внесения банковской гарантия ИИК KZ168562203128958083 БИК КСЖВКЗКХ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование и номер лота О проведении тендера на закуп медицинских изделий на расходный материал лаборатории

Наименование лекарственного средства и (или) медицинского изделия, его характеристика с приложением технической спецификации медицинской техники, единица измерения, количество, выделенная цена и общая сумма

Сумма, выделенная для закупа: 39 711 697 (Тридцать девять миллионов семьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто семь) тенге

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	К-во		Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
1	Реагент для анализатора Alinity	набор	25	1257242	31431050
2	Контрольные материалы для анализатора Alinity	Набор	8	89511	716088
3	Калибратор для анализатора Alinity	набор	3	81168	243504
4	Игла аспирации промывочной зоны	набор	5	59547	297735
5	Ячейка реакционная для анализатора Alinity	набор	8	92044	736352

6	Концентрированный промывающий буфер	набор	39	81911	3194529
7	РастворТриггер 2 для анализатора Alinity	набор	8	78533	628264
8	РастворТриггер для анализатора Alinity	набор	9	35467	319203
9	Сенсор уровня жидкости в резервуаре буфера	набор	1	186622	186622
10	Сенсор уровня жидкости	набор	3	149496	448488
11	Делительная перегородка	набор	1	254177	254177
12	Трубочка пробозаборника аспирации отходов	набор	1	103022	103022
13	Трубочки пробозаборника помывочной зоны 3 шт.	набор	1	61644	61644
14	Крышки для реагентных флаконов для анализатора Alinity	набор	1	28711	28711
15	Раствор для иглкондиционирующий для анализатора Alinity	набор	1	28711	28711
16	Игла пипеттора	набор	2	204355	408710
17	Раствор для иглкондиционирующий для анализатора Alinity	набор	3	177333	531999
18	Чашечки для раскапывания образцов	набор	2	46444	92888
	Итого	39 711 697			

Техническая спецификация

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Техническая спецификация	Техническая спецификация на казахском языке
1	реагент для анализатора Alinity	набор	25	Тест с использованием ВИЧ Комбо Реагенты является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (СМИА) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к	АИТВ Combo Reagent Test - бұл АИВ p24 антигенін және адамның иммун тапшылығы вирусының 1 типіне (АИТВ-1) антиденелерді бір мезгілде сапалы анықтауға арналған хемилюминесцентті микробөлшектік иммундық талдау (СМИА).

				вирусу иммунодефицита человека типа 1 (HIV-1 группы М и О) и/или 2 (HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимическом анализаторе. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i.	иммунохимиялық анализатордағы адам сарысуында немесе плазмасында М және О) және/немесе 2 (АИТВ-2) топтары. Alinity i автоматтандырылған иммунохимиялық анализаторымен үйлесімді.
2	Контрольные материалы для анализатора Alinity	Набор	8	Контрольные материалы предназначены для оценки воспроизводимости теста для выявления ВИЧ-инфекции и выявления систематических аналитических погрешностей в рабочих характеристиках иммунохимического анализатора при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 4 флакона (8 мл). Отрицательный контроль, Положительный контроль 1 и Положительный контроль 2 подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, подготовленным в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консерванты для	Бақылау материалдары АИВ-инфекциясын анықтауға арналған сынақтың қайталану мүмкіндігін бағалауға және иммунохимиялық анализатордың жұмысындағы жүйелі аналитикалық қателерді анықтауға, сонымен бірге АИВ p24 антигенін және адамның 1 және/немесе 2 типті иммун тапшылығы вирусына антиденелерді сапалы анықтауға арналған. (АИВ1/АИВ-2) қан сарысуында немесе адам плазмасында. Жинақтың мазмұны: 4 құты (8 мл). Теріс бақылау Теріс бақылау, оң бақылау 1 және оң бақылау 2 қайта кальциленген адам плазмасында дайындалды. 1 оң бақылау (активтендірілген) анти-АИВ-1 үшін реактивті. Оң бақылау 2 (активтендірілген) анти-АИВ-2 үшін реактивті. Позитивті бақылау 3 - ақуыз (ірі кара) тұрақтандырғышы бар TRIS буферлі физиологиялық ерітіндіде дайындалған тазартылған АИТВ вирусының лизаты. Теріс бақылауға арналған консерванттар, оң бақылау 1 және оң бақылау 2: натрий азиді және микробқа қарсы. Оң бақылаушы консервант 3: натрий азиді. Alinity i иммунохимиялық автоматтандырылған анализаторымен үйлесімді

				отрицательного контроля, положительного контроля 1 и положительного контроля 2: азид натрия и противомикробный препарат. Консервант для положительного контроля 3: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i	
3	Калибратор для анализатора Alinity	набор	3	Калибратор. Используется для калибровки тест системы для выявления ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе при одно-временном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (3 мл) содержит очищенный вирусный лизат HIV, подготовленный в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычий) стабилизатором. Консервант: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i.	Калибратор. АИТВ p24 антигенін және адамның иммун тапшылығы вирусының 1 және/немесе 2 (АИТВ-1/АИВ-2) антиденелерін бір мезгілде сапалы анықтаумен иммунохимиялық анализаторда АИТВ-инфекциясын анықтауға арналған тест-жүйені калибрлеу үшін қолданылады. адамның сарысуы немесе плазмасы. Жинақтың мазмұны: 1 құтыда (3 мл) ақуыз (ірі қара) тұрақтандырғышы бар TRIS буферлі физиологиялық ерітіндіде дайындалған тазартылған АИТВ вирусының лизаты бар. Консервант: натрий азиді. Alinity i автоматтандырылған иммунохимиялық анализаторымен үйлесімді.
4	Игла аспирации промывочной зоны	набор	5	Игла промывочной зоны (расходный материал). Используется для подачи и отбора помывающего буфера в реакционную ячейку во время проведения реакции, на иммунохимическом анализаторе. Материал - металл. Совместим с	Шаю аймағының инесі (шығын). Ол иммунохимиялық анализаторда реакция кезінде реакция жасушасына жуу буферін беру және алу үшін қолданылады. Материал - металл. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді.

				автоматическим анализатором Alinity i.	
5	Ячейка реакционная для анализатора Alinity	набор	8	Ячейка реакционная предназначена для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Реакция ұяшығы ерітінділерді, сарысуды араластыруға, фотоэлектрлік оқуды жүргізуге арналған. Материал - пластик. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді
6	Концентрированный промывающий буфер	набор	39	Концентрированный промывающий буфер расходные материалы для иммунохимического анализатора. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i	Иммунохимиялық анализаторға арналған концентрленген жуу буферінің шығыс материалдары. Анализаторды залалсыздандыруға арналған күрделі реагент. Alinity i автоматтандырылған иммунохимиялық анализаторымен үйлесімді
7	Раствор Триггер 2 для анализатора Alinity	набор	8	Раствор Пре-Триггер расходные материалы для иммунохимического анализатора. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i.	Иммунохимиялық анализаторға арналған ерітінді алдын ала іске қосу материалдары. Зерттеу кезінде сынақ үлгісінің люминесценциясына арналған. Alinity i автоматтандырылған иммунохимиялық анализаторымен үйлесімді.
8	Раствор Триггер для анализатора Alinity	набор	9	Раствор Триггера расходные материалы для иммунохимического анализатора. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Совместим с иммунохимический	Иммунохимиялық анализаторға арналған триггер ерітіндісі. Зерттеу кезінде сынақ үлгісінің люминесценциясына арналған. Alinity i автоматтандырылған иммунохимиялық анализаторымен үйлесімді.

				автоматический анализатор Alinity i.	
9	Сенсор уровня жидкости в резервуаре буфера	набор	1	Сенсор уровня жидкости в резервуаре буфера (расходный материал). Используется для контроля уровня жидкости в резервуаре буфера на анализаторе. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Буферлік резервуардағы сұйықтық деңгейінің сенсоры (шығын). Анализатордағы буферлік резервуардағы сұйықтық деңгейін бақылау үшін қолданылады. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді
10	Сенсор уровня жидкости	набор	3	Сенсор уровня жидкости в резервуаре пре-триггера/триггера (расходный материал). Используется для контроля уровня жидкости в резервуаре пре-триггера/триггера на анализаторе. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Алдын ала триггер/триггер резервуарындағы сұйықтық деңгейінің сенсоры (шығын). Анализатордағы алдын ала триггер/триггер резервуарындағы сұйықтық деңгейін бақылау үшін қолданылады. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді.
11	Делительная перегородка	набор	1	Перегородка делительная используется для улучшенной отмывки игл пробозаборной/реагентной. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Бөлгіш қалқа сынама алу/реагент инелерін жақсарту үшін қолданылады. Материал - пластик. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді.
12	Трубочка пробозаборника аспирации отходов	набор	1	Трубка руки слива. Используется для слива жидких отходов на анализаторе. Материал - силикон. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Қол түтігін ағызыңыз. Анализатордан сұйық қалдықтарды ағызу үшін қолданылады. Материал - силикон. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді.
13	Трубочки пробозаборника помывочной зоны 3 шт.	набор	1	Трубка для прокачивания жидкостей в пробозаборникепромывочной зонны (расходный материал). Используется для подачи, забора, рабочих жидкостей анализатора. Материал -	Шаю аймағының үлгі зондындағы сұйықтықтарды айдауға арналған түтік (шығын). Ол анализатордың жұмыс сұйықтықтарын, қоршауын, беру үшін қолданылады. Материал - силикон. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді.

				силикон. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	
14	Крышки для реагентных флаконов для анализатора Alinity	набор	1	Крышки для реагентных флаконов, для предотвращения розлива реагента. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Шаю аймағының үлгі пробедындағы сүйіндіктерді айдауға арналған түтік (шығын). Ол анализдердің жұмыс сүйіктіктерін, қоршауын, алу үшін салқындайды. Материал - силикон. Alinity i автоматты анализаторларымен үйлеседі.
15	Раствор для иглкондиционирующий для анализатора Alinity	набор	1	Раствор для игл кондиционирующий/контроль, для предотвращения розлива калибраторов/контролей. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Калибраторлардың/басқару құралдарының төгілуін болдырмау үшін кондиционерлеу инесі/бақылау ерітіндісі. Материал - пластик. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді
16	Игла пипеттора	набор	2	Игла забора образца/ реагента (расходный материал). Используется для подачи/забора образцов/реагентов на анализаторе Alinity i. Внутреннее покрытие - тефлон, материал - металл. Совместим с автоматическим анализатором Alinity i.	Үлгі/реагент инесі (шығын). Alinity i анализаторында үлгілерді/реагенттерді жеткізу/жинау үшін пайдаланылады. Ішкі жабын - тефлон, материал - лақтырылды. Alinity i автоматты анализаторымен үйлесімді
17	Раствор для иглкондиционирующий для анализатора Alinity	набор	3	Раствор для игл кондиционирующий используется в ходе процедур техобслуживания. После промывки пробозаборная игла пипеттора образцов кондиционируется данным раствором с целью предотвращения неспецифического связывания аналитов в пробозаборной игле. Раствор для игл кондиционирующий (ProbeConditioningSolution) содержит рекальцинированную плазму	Инені кондиционерлеу ерітіндісі техникалық қызмет көрсету процедуралары кезінде қолданылады. Жуғаннан кейін үлгі тамшуырының сынама алу инесі сынама алу инесінде талданатын заттардың спецификалық емес байланысуын болдырмау үшін осы ерітіндімен кондиционерленеді. Инені кондиционерлеу ерітіндісі (ProbeConditioningSolution) құрамында қайта кальциленген плазма бар адам қаны. Консерванттар: Микробқа қарсы және ProClin 300. Alinity i автоматтандырылған иммунохимиялық анализаторымен үйлесімді.

				крови человека. Консерванты: противомикробный препарат и ProClin 300. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор Alinity i.	
18	Чашечки для раскапывания образцов	набор	2	Чашечки для раскапывания образцов, калибровочных и контрольных сывороток. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором Alinity.	Үлгілерді, калибрлеуді және бақылау сарысуларын беруге арналған шыныаяқтар. Материал - пластик. Alinity автоматты анализаторымен үйлесімді

Место поставки

город Талдыкорган ул МЕДЕУ 3,

Сроки поставки

Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
DDP Срок поставки – в течений 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заявки
заказчика

Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками
либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или
с использованием заказной почтовой связи по адресу: 040000, г. Талдыкорган, ул
МЕДЕУ 3, ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ инфекции»,
административный корпус, кабинет представителя по государственным
закупкам, ответственное лицо за прием и регистрацию заявок на участие в
тендере, в срок до **09 часов 30 минут 02 мая 2023 года** включительно. Тендерная
комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками **в 10 часов 00 минут 02
мая 2023 года**

*Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям,
приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного
социального медицинского страхования согласно Постановления
Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.*

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг,
лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для

оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 18 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами.

Общие обязательные требования ко всем товарам:

1. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия

2. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом

Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии

Председатель комиссии:

Калиева А.С.	заместитель по лечебной части КГП на ПХВ ГКП на
	ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ
Карипханова А.А.	инфекции»

Заведующая отдела эпидемиологического
мониторинга ГКП на ПХВ ГКП на ПХВ «Областной
центр по профилактике ВИЧ инфекции»

Матембаева М.А. заведующая отдела профилактики заболеваний и
связей с общественностью

Аталыкова Б.Р. заведующая лечебно-профилактической работой и
диспансерным отделением

Думбирова М.М. Заведующая лаборатории ГКП на ПХВ «Областной
центр по профилактике ВИЧ инфекции»

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность секретаря комиссии
Ермектасов Р.Ж экономист по госзакупу
ГКП на ПХВ «Областной центр по профилактике ВИЧ инфекции»